



MyClean® AD Abdruck-Desinfektion



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformungen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-Viren, Rota-, SV40-Viren)
- Für Ultraschallbäder geeignet

Eigenschaften

- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit (auch bei Acrylglas)
- Schnelles Trocknen (ohne sichtbare Rückstände)

eClass: 30-30-05-90

Anwendung

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloid-Abformungen.

Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Inhalt/VE
5 Liter	79638	4046153116690	10306088	2 Kanister



Einwirkzeit:	
Bakterizid, levurozid gemäß Gutachten nach DGHM sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40-Viren:	konz. 5 Minuten

