



# MyClean® DS

## Schnelldesinfektion



- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid (inkl. M.-terrae) und levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)
- Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen (4-Felder-Test)

### Eigenschaften

- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- ÖGHMP-gelistet
- VAH-gelistet

eClass: 30-30-01-02

Duft: neutral

### Anwendung

**Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)**

Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Inhalt/VE
500 ml	79609	4046153115983	10305717	18 Flaschen
1 Liter	79610	4046153116102	10305723	12 Flaschen
5 Liter	79611	4046153116126	10305746	2 Kanister
10 Liter	79612	4046153116140	10305752	1 Kanister



### Hinweis

Zu jeder VE der Art.-Nr. 79610 erhalten Sie 1 Sprühkopf der Art.-Nr. 76003 GRATIS dazu.



Einwirkzeiten:	
Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid:	konz. 1 Minute
TBC (M.-terrae):	konz. 1 Minute
BVDV (HCV)-Inaktivierung:	konz. 30 Sekunden
Vaccinia-Viren:	konz. 30 Sekunden
Rota-Viren:	konz. 30 Sekunden
Noro-Viren, geringe Belastung (MNV):	konz. 5 Minuten
Noro-Viren, hohe Belastung (MNV):	konz. 15 Minuten

