



MyClean® DS Wipes soft XXL

Vorgetränkte Vliestuchrollen



- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen (alkoholische Schnelldesinfektion)
- Wirkt bakterizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), levurozid
- Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet
- Wirksam gegen alle behüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia- und Influenza-/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Tuchgröße REF 79659: 29 cm x 29 cm
Tuchgröße REF 79662: 28 cm x 26 cm
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

Eigenschaften

- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- ÖGHMP-gelistet
- Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet

eClass: 30-30-90-06

Anwendung

Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Inhalt/VE
70 Tücher	79659 -	4046153121847	11519679	6 Rollen



Einwirkzeit der Tränklösung MyClean® DS gemäß 4-Felder-Test:

Einwirkzeiten:	
Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid:	konz. 1 Minute
TBC (M.-terrae):	konz. 1 Minute
BVDV (HCV)-Inaktivierung:	konz. 30 Sekunden
Vaccinia-Viren:	konz. 30 Sekunden
Rota-Viren:	konz. 30 Sekunden
Noro-Viren, geringe Belastung (MNV):	konz. 5 Minuten
Noro-Viren, hohe Belastung (MNV):	konz. 15 Minuten

